

PRESENTATION CLIENT



AUBAN-MOËT
CENTRE HOSPITALIER EPERNAY

SECTEUR D'ACTIVITÉ
SANITAIRE

Centre Hospitalier Epernay

L'attractivité de son offre de soins de proximité lui permet de rayonner sur son environnement immédiat, au profit d'un bassin de population d'un peu plus de 100 000 personnes. Doté d'une structure **d'urgences** qui est composée d'une unité d'urgences et d'un SMUR, il assure une prise en charge hospitalière diversifiée pour une capacité globale en Médecine, Chirurgie et Obstétrique de plus de **200 lits**. L'établissement emploie plus de **1 000 personnes**.



Le Challenge

Sur ce projet pilote nous nous sommes concentrés sur les **aides-soignant(e)s**, particulièrement sujets au mal de dos (**86%** du panel déclare en souffrir avant l'expérience).

LE PROTOCOLE

La solution testée : **MEDI LYNE**

Durée du test : 2 mois

Site : Epernay (51)

Echantillon : 10 opérateurs

Sexe : 8 H - 2 F

Age : 35 - 57 ans

Organes de contrôle :

Direction des RH | Référente QVT

Médecine du travail

LES RÉSULTATS

100%

des agents **conseilleraient** MEDI LYNE à leurs collègues

des agents pensent **plus souvent à leur dos**

9,2 /10

Facilité d'utilisation

8,8 /10

Confort

8,7 /10

Respirabilité

ELLES | ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS...

“ Il me permet de corriger, de prendre une meilleure posture ”

“ Lorsque je porte mon tee-shirt, je ressens moins de douleurs le lendemain matin en me levant ”

“ Bon maintien, il corrige la posture ”

“ Très agréable à porter, il est comme une deuxième peau ”

“ A force je ne le sens plus ”

CONCLUSION

Usage préconisé :

- 2 dispositifs par agent
- Port pendant toutes les heures travaillées

Validation : médecine du travail

Métier validé : aide-soignant

> Le CH d'Epernay **a choisi de déployer MEDI LYNE à l'ensemble des volontaires** en 2022